



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	COMPOSTI ORGANICI SEMI VOLATILI/SEMI VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (..)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque: acque di balneazione (mare, piscina), acque di scarico (reflue urbane, reflue urbane in aree sensibili, che recapitano sul suolo, reflue industriali scarico in superficie/fognatura), meteoriche (afferenti in superficie/fognatura), sotterranee (piezometro/pozzo), superficiali, corsi d'acqua, di processo.	Composti organici semivolatili: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indenopirene, pirene, benzo(e)pirene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,l)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,h)pirene, nitrobenzene, 1,2-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene, cloronitrobenzeni, monoclorobenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4,5-tetraclorobenzene, pentaclorobenzene, esaclorobenzene, metilfenolo (o,m,p), fenolo, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, pentaclorofenolo, anilina, o-anisidina, m,p-anisidina, difenilamina, p-toluidina, alaclor, aldrin, atrazina, alfa-esaclorociloesano, beta-esaclorociloesano, gamma-esaclorociloesano, clordano, DDD, DDT, DDE, dieldrin, endrin, Policlorobifenili (PCB), Cloronitrobenzeni (ognuno), alfa-esacloroesano, beta-esacloroesano, gamma-esacloroesano (lindano), isodrin	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017	GC-MS		0
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	COMPOSTI ORGANOVOLATILI/VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (..)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque: acque di balneazione (mare, piscina), acque di scarico (reflue urbane, reflue urbane in aree sensibili, che recapitano sul suolo, reflue industriali scarico in superficie/fognatura), meteoriche (afferenti in superficie/fognatura), sotterranee (piezometro/pozzo), superficiali, corsi d'acqua, di processo.	Composti organici volatili: benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene (o,m,p), isopropilbenzene, 1,2,3-trimetilbenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, MTBE, 1,2-dicloroetano, piombo tetraetile, tricloroetilene, tetracloroetilene, dibromoclorometano, 1,2-dicloroetilene, 1,1-dicloroetano, tetraclorometano, cloroformio, esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017	GC-MS		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	POLICLOROBIFENILI (PCB)/POLYCHLOROBIPHENYL (PCB) (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque: acque di balneazione (mare, piscina), acque di scarico (reflue urbane, reflue urbane in aree sensibili, che recapitano sul suolo, reflue industriali scarico in superficie/fognatura), meteoriche (afferenti in superficie/fognatura), sotterranee (piezometro/pozzo), superficiali, corsi d'acqua, di processo.	Policlorobifenili (PCB): # 77, # 81, # 105, # 114, # 118, # 123, # 126, # 156, # 157, # 167, # 169, # 189	EPA 1668C 2010	HRGC-HRMS		0
Prova accreditata con campo flessibile	ARIA DI AMBIENTI DI LAVORO/ WORKPLACE AIR	IDROCARBURI ALOGENATI/HALOGENATED HYDROCARBONS (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Aria di ambienti di lavoro/Workplace air	1,2-diclorobenzene	NIOSH 1003 2003	GC-FID		0
Prova accreditata con campo flessibile	ARIA DI AMBIENTI DI LAVORO/ WORKPLACE AIR	IDROCARBURI AROMATICI/AROMATIC HYDROCARBONS (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Aria di ambienti di lavoro/Workplace air	toluene	NIOSH 1501 2003	GC-FID		0
Prova accreditata con campo flessibile	FANGHI/SLUDGES, RIFIUTI/WASTES, SOLIDI/SOLIDS, TERRENI/SOILS	COMPOSTI ORGANICI SEMI VOLATILI/SEMI VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Fanghi, rifiuti, solidi, terreni	Composti organici semivolatili: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indenopirene, pirene, benzo(e)pirene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,l)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,h)pirene, nitrobenzene, 1,2-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene, cloronitrobenzeni, monoclorobenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4,5-tetraclorobenzene, pentaclorobenzene, esaclorobenzene, metilfenolo (o,m,p), fenolo, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, pentaclorofenolo, anilina, o-anisidina, m,p-anisidina, difenilamina, p-toluidina, alaclor, aldrin, atrazina, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, gamma-esaclorocicloesano, clordano, DDD, DDT, DDE, dieldrin, endrin, Policlorobifenili (PCB), Cloronitrobenzeni (ognuno), alfa-esacloroesano, beta-esacloroesano, Gamma-esacloroesano (lindano)	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2017	GC-MS		0
Prova accreditata con campo flessibile	FANGHI/SLUDGES, RIFIUTI/WASTES, SOLIDI/SOLIDS, TERRENI/SOILS	COMPOSTI ORGANOVOLATILI/VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Fanghi, rifiuti, solidi, terreni	Composti organici volatili: benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene (o,m,p), isopropilbenzene, 1,2,3-trimetilbenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, MTBE, 1,2-dicloroetano, piombo tetraetile, tricloroetilene, tetracloroetilene, dibromoclorometano, 1,2-dicloroetilene, 1,1-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017	GC-MS		0
Prova accreditata con campo flessibile	FANGHI/SLUDGES, RIFIUTI/WASTES, SOLIDI/SOLIDS, TERRENI/SOILS	METALLI/METALS ()	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Fanghi, rifiuti	Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Stagno, Stronzio, Tallio, Vanadio, Zinco	CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + EPA 6020B 2014, EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014, UNI EN 13657: 2004 + EPA 6020B 2014	ICP-MS		0
Prova correlata	Suoli, sottosuoli, terreni, sedimenti	Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Stagno, Stronzio, Tallio, Vanadio, Zinco, Molibdeno, Antimonio, Arsenico, Mercurio, Selenio	DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met XI + EPA 6020B 2014, EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014	ICP-MS		0
Prova accreditata con campo flessibile	FANGHI/SLUDGES, RIFIUTI/WASTES, SOLIDI/SOLIDS, TERRENI/SOILS	POLICLOROBIFENILI (PCB)/POLYCHLOROBIPHENYL (PCB) ()	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Fanghi, rifiuti, solidi, terreni	Policlorobifenili (PCB): # 77, # 81, # 105, # 114, # 118, # 123, # 126, # 156, # 157, # 167, # 169, # 189	EPA 1668C 2010	HRGC-HRMS		0
Prova accreditata con campo flessibile	SEDIMENTI/SEDIMENTS, SOLIDI/SOLIDS, SUPPORTI DA CAMPIONAMENTO ARIA/AIR SAMPLING MEDIA	DIOSSINE/DIOXINS ()	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Membrane, filtri, condense, sedimenti, materiali solidi	Diossine: 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina octaclorodibenzofurano, octaclorodibenzo-p-diossina, tossicità equivalente	EPA 1613B 1994	GC-HRMS		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	SEDIMENTI/SEDIMENTS, SOLIDI/ SOLIDS, SUPPORTI DA CAMPIONAMENTO ARIA/AIR SAMPLING MEDIA	POLICLOROBIFENILI (PCB)/POLYCHLOROBIPHENYL (PCB) (..)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Membrane, filtri, condense, sedimenti, materiali solidi	Policlorobifenili (PCB): # 77, # 81, # 105, # 114, # 118, # 123, # 126, # 156, # 157, # 167, # 169, # 189, tossicità equivalente	EPA 1668C 2010	GC-HRMS		0

Documento prodotto sotto la responsabilità del laboratorio
25-05-2021 - Revisione 7